


Anticorpo Policlonal Anti-Trim69 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Wt6

Número do item: CM0030420



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRIM69 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta TRIM69 endógeno em amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre ubiquitinação, imunidade antiviral e dinâmica de centríolos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM69 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Trif; HSD34; RNF36; HSD-34; TRIM69
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	140691
ID do Gene	140691
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-341 do TRIM69 humano (NP_542783.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q86WT6
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo