

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Trim72 Para Wb, Elisa - Q1Xh17

Número do item: CM0022674



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a TRIM72 (MG53), uma E3 ubiquitina ligase específica de músculo envolvida no reparo de membranas. Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisa de músculo esquelético e cardíaco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM72 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MG53; TRIM72
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	493829
GeneID	434246
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do TRIM72 de camundongo (NP_001073401.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q1XH17
Peso Proteico	53kDa
Envio	Bolsa de gelo