


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trim9 Para Wb, Elisa - Q9C026

Número do item: CM0013753



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TRIM9 validado para Western Blot e ELISA, mostrando reatividade com TRIM9 humano, de camundongo e rato (ligase E3 de ubiquitina). Ideal para pesquisa em neurociência e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIM9 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RNF91, SPRING, TRIM9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	114088
GeneID	114088
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do TRIM9 humano (NP_055978.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9C026
Peso Proteico	79kDa
Envio	Saco de Gelo