

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trimetil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) Para Epigenética

Número do item: CM0000400



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TriMetil-Histona H3-K9 validado para WB, ChIP-seq, CUT&Tag, DB, IF/ICC e ELISA. Detecta histona H3 trimetilada na lisina 9 em humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Adequado para estudos de cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TriMetil-Histona H3-K9 mAb de Coelho
Observações/Apelido	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; TriMetil-Histona H3-K9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo trimetilado sintético ao redor da K9 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco com gelo