

Anticorpo Policlonal Anti-Trip10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15642

Número do item: CM0025578



introdução

Anticorpo anti-TRIP10 policlonal de coelho de alta qualidade (proteína 4 interagente com Cdc42) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano e rato. Ideal para estudos de endocitose, citoesqueleto de actina e pesquisa de translocação de GLUT4.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIP10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	STP; CIP4; HSTP; STOT; TRIP-10; TRIP10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9322
GeneID	9322
Imunogénio	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo os a.a. 246-545 do TRIP10 humano)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q15642
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo