


Anticorpo Policlonal Anti-Trip12 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14669

Número do item: CM0029862



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRIP12 humano (Q14669), validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta TRIP12 humano, de camundongo e de rato. Regente chave para pesquisa sobre reparo de DNA e via da ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRIP12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ULF; MRD49; TRIPC; TRIP-12; TRIP12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9320
GeneID	9320
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do TRIP12 humano (NP_001271143.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14669
Peso da Proteína	220kDa
Envio	Saco com gelo