


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trip4 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15650

Número do item: CM0016144



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado para WB, IHC-P, IP e ELISA; tem como alvo o TRIP4 humano (ASC-1), um coativador transcricional e componente do complexo RQC. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Imunógeno recombinante (aa 282-581).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TRIP4 Rabbit pAb
Observações/Alíás	ASC1; ASC-1; MDCDC; SMABF1; ZC2HC5; HsT17391; TRIP4
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	9325
ID do gene	9325
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 282-581 do TRIP4 humano (NP_057297.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q15650
Peso da proteína	66 kDa
Envio	Bolsa de gelo