

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trk Fused Gene (Tfg) Para Wb, Elisa - Q92734

Número do item: CM0003090



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o TFG humano (TRK-fused gene). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Adequado para estudar a dinâmica do RE e o tráfego de carga secretora.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRK fused gene (TFG) Rabbit mAb
Observações/Apelido	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; TRK fused gene (TFG)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10342
GeneID	10342
Imunógeno	Pepetideo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92734
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo