

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gene Fundido Trk (Tfg) Para Wb, Elisa - Q92734

Número do item: CM0031070



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína do gene fundido TRK (TFG) humana, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudar a dinâmica do RE e o tráfego de carga secretora.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho contra Gene Fundido TRK (TFG)
Observações/Apelido	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; Gene Fundido TRK (TFG)
Espécie	Humano
ID do Gene	10342
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do gene fundido TRK (TFG) humano (NP_006061.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92734
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de Gelo