


Anticorpo Monoclonal Anti-Trka+B+C Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04629 / Q16288 / Q16620

Número do item: CM0004031



introdução

Este anticorpo monoclonal recombinante de coelho reconhece TrkA, TrkB e TrkC. Validado para aplicações de Western blot, IHC-P e ELISA em tecidos humanos, de camundongo e rato. Adequado para estudar a sinalização do receptor de neurotrofina e o desenvolvimento neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho TrkA+B+C
Observações/Apelido	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkA+B+C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4914/4916/4915
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 722-822 do NTRK2 humano (Q16620).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04629/Q16288/Q16620
Peso Proteico	140kDa
Transporte	Saco de gelo