


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trkb (Gp145-Trkb) Para Wb E Elisa - Q16620

Número do item: CM0003678



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao TrkB humano (NTRK2, GP145-TrkB), validado para Western blot e ELISA. Detecta TrkB de rato e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de neurotrofinas, desenvolvimento neuronal e plasticidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TrkB Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Espécie	Humano
GeneID	4915
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-430 do TrkB humano (NP_001018074.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q16620
Peso Proteico	92kDa
Envio	Em saco de gelo