


Anticorpo Policlonal Anti-Trkb De Coelho Para Wb, Elisa - Q16620

Número do item: CM0016874



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho TrkB de alta qualidade para aplicações de Western Blot (WB) e ELISA. Reage com TrkB humano e de camundongo (Q16620). Tem como alvo o receptor do fator de crescimento BDNF/NT-3. Ferramenta confiável para pesquisas em neurociência e sinalização neurotrófica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TrkB pAb Coelho
Observações/Apelido	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4915
GeneID	4915
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q16620
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Saco de gelo