

Anticorpo Policlonal Anti-Trkc Para Wb, Elisa - Q16288

Número do item: CM0013351



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a TrkC humano (receptor do fator de crescimento NT-3) para WB e ELISA; reatividade cruzada com camundongo e rato; adequado para estudos de sinalização por neurotrofinas e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TrKC Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrKC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4916
ID do Gene	4916
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-300 da TrkC humana (NP_001007157.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16288
Peso Proteico	94kDa
Envio	Saco de gelo