


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trkc Para Wb, Elisa - Q16288

Número do item: CM0006707



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TrkC humano (NTRK3). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização por neurotrofinas e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TrkC Rabbit mAb
Observações/Alias	TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrkC
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4916
ID do Gene	4916
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q16288
Peso Proteico	94kDa
Transporte	Bolsa de gelo