

Anticorpo Policlonal Anti-Trmt1 Para Wb, Elisa - Q9Nxx9

Número do item: CM0026863



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a tRNA metiltransferase humana TRMT1 (TRM1; MRT68). Validado para WB e ELISA; reage com espécies humanas e de camundongo. Adequado para pesquisa de modificação de tRNA e biologia redox.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRMT1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	TRM1; MRT68; TRMT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55621
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NXH9
Peso da Proteína	72 kDa
Envio	Bolsa de gelo