


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trmt2A/Htf9C Para Wb, Elisa - Q8Iz69

Número do item: CM0003676



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra TRMT2A/HTF9C humano, uma tRNA/mRNA metiltransferase. Validado em WB e ELISA. Detecta uma banda em ~69 kDa. Adequado para estudos de modificação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho TRMT2A/HTF9C
Observações/Apelido	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Espécie	Humano
GeneID	27037
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TRMT2A/HTF9C humano (Q8Iz69)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8Iz69
Peso Proteico	69kDa
Remessa	Saco de gelo