


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trmt2A/Htf9C Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iz69

Número do item: CM0023012



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TRMT2A/HTF9C humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Tem como alvo uma tRNA (uracil-5-)-metiltransferase que catalisa a formação de m5U54 em tRNAs e alguns mRNAs. Adequado para estudos de modificação de RNA e expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRMT2A/HTF9C Rabbit pAb
Observações/Alias	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Espécie	Humano
ID do Gene	27037
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 de TRMT2A/HTF9C humano (NP_073564.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8IZ69
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo