

Anti-Trmt2B Coelho Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gj1

Número do item: CM0026584

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRMT2B, uma metiltransferase mitocondrial de tRNA/rRNA, para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano e rato. Adequado para pesquisa de modificação de RNA mitocondrial e processamento de tRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRMT2B Coelho pAb
Observações/Apelido	CXorf34; dj341D10.3; TRMT2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79979
ID do Gene	79979
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do TRMT2B humano (NP_079193.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96GJ1
Peso Proteico	56kDa
Envio	Em saco de gelo