


Anticorpo Policlonais Anti-Trmt6 Para Wb, Elisa - Q9UJa5

Número do item: CM0028510



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o TRMT6 humano, a subunidade não catalítica da tRNA m1A58 metiltransferase, também envolvido na N1-metilação de mRNA. Validado para aplicações em WB e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRMT6 Rabbit pAb
Observações/Alias	GCD10; CGI-09; Gcd10p; TRMT6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51605
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da TRMT6 humana (NP_057023.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UJA5
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo