


Anticorpo Policlonal Anti-Trmt61A Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q96Fx7

Número do item: CM0014838



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TRMT61A humano (subunidade catalítica de metiltransferase de tRNA), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas de modificação de tRNA e metilação de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRMT61A pAb de Coelho
Observações/Apelido	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172; TRMT61A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	115708
ID do Gene	115708
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-289 do TRMT61A humano (NP_689520.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96FX7
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Saco com gelo