


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trmt61A Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q96Fx7

Número do item: CM0004217



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TRMT61A humano. Validado para Western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de modificação de tRNA e metilação de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRMT61A Rabbit mAb
Observações/Apelido	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	115708
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-289 do TRMT61A humano (NP_689520.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96FX7
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo