

Anti-Trmt61B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q9Bvs5

Número do item: CM0026029



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TRMT61B humano, uma chave metiltransferase de tRNA/rRNA mitocondrial. Adequado para aplicações de WB e ELISA. Útil para biologia mitocondrial e pesquisa de modificação de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRMT61B Rabbit pAb
Observações/Apelido	TRMT61B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55006
GeneID	55006
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do TRMT61B humano (NP_060380.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BVS5
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de gelo