


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trnau1Ap Para Wb, Elisa - Q9Nx07

Número do item: CM0018580



introdução

TRNAU1AP Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho contra TRNAU1AP humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. O alvo é um fator chave na incorporação de selenocisteína em selenoproteínas, útil para pesquisa de síntese de selenoproteínas e modificação de tRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRNAU1AP Rabbit pAb
Observações/Apelido	SECP43; PRO1902; TRSPAP1; TRNAU1AP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54952
ID do Gene	54952
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-287 do TRNAU1AP humano (NP_060316.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NX07
Peso Proteico	32kDa
Envio	Em saco de gelo