


Anticorpo Policlonal Anti-Trnt1 Para Wb, Elisa - Q96Q11

Número do item: CM0021787



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à TRNT1, uma nucleotidiltransferase mitocondrial de tRNA CCA. Adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos sobre processamento de tRNA e doenças mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do produto	TRNT1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CCA1; RPEM; SIFD; MtCCA; CGI-47; TRNT1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	51095
ID do gene	51095
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 135-434 da TRNT1 humana (NP_886552.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q96Q11
Peso da proteína	50 kDa
Transporte	Bolsa de gelo