

Anticorpo Monoclonal Anti-Trop-2 Para Citometria De Fluxo - P09758

Número do item: CM0011032



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TROP-2 humano para citometria de fluxo. Detecta o transdutor 2 de sinal de cálcio associado a tumores (TACSTD2/GA733-1) em amostras humanas. Conjugado ao . Ideal para pesquisas sobre carcinoma placentário e pancreático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de coelho anti-TROP-2 humano
Observações/Apelidos	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M1S1; TROP2; transdutor 2 de sinal de cálcio associado a tumores
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4070
ID do Gene	4070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-274 do TROP-2 humano (NP_002344.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P09758
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo