

Anticorpo Policlonal Anti-Trop-2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P09758

Número do item: CM0029748



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TROP-2 humano (TACSTD2), validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para pesquisa de transdução de sinal de cálcio associada a tumores e receptor de fator de crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TROP-2
Observações/Apelido	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Espécie	Humano
GeneID	4070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-270 do TROP-2 humano (NP_002344.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09758
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Saco com gelo