

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trop-2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Mihc, Elisa - P09758

Número do item: CM0002050



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TROP-2 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF-P, mIHC e ELISA. Específico para TROP-2 humano (P09758), um transdutor de sinal de cálcio associado a tumores amplamente utilizado em pesquisa oncológica e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho TROP-2
Observações/Apelido	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-274 do TROP-2 humano (NP_002344.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09758
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo