


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trop-2 Para Wb - P09758

Número do item: CM0007518



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TROP-2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC e ELISA. Tem como alvo o TROP-2 humano (SWISS: P09758), um transdutor de sinal de cálcio associado a tumores. Ideal para pesquisa oncológica e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TROP-2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4070
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-274 do TROP-2 humano (NP_002344.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09758
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo