

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Trop-2 Para If-P E Elisa - Q8Bgv3

Número do item: CM0019850

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra TROP-2 (Tacstd2) de camundongo para aplicações de imunofluorescência e ELISA. Reconhece uma glicoproteína de superfície celular envolvida na sinalização do receptor de fator de crescimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TROP-2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	Ly97; EGP-1; TROP2; GA733-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4070
GeneID	56753
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 25-270 do TROP-2 de camundongo (NP_064431.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8BGV3
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo