

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tropomodulina-2 (Tmod2) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nzr1

Número do item: CM0002771

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à TMOD2 humana (tropomodulina-2), uma proteína neuronal de capeamento de actina. Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de citoesqueleto e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TMOD2 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	NTMOD; N-TMOD; TMOD2
Espécie	Humano
ID do Gene	29767
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da TMOD2 humana (Q9NZR1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZR1
Peso Proteico	40kDa
Envio	Bolsa de Gelo