

Anticorpo Policlonal Anti-Tropomiosina 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09493

Número do item: CM0014481



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho contra a Tropomiosina 1 (TPM1) humana, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta uma proteína de 33 kDa; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de citoesqueleto e contração muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho contra Tropomiosina 1
Observações/Apelido	CMH3; TMSA; CMD1Y; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alfa; Tropomiosina 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7168
GeneID	7168
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-245 da Tropomiosina 1 humana (NP_001018008.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09493
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo