

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tropomiosina 1 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P09493

Número do item: CM0005540



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Tropomiosina 1 para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo, rato. Ideal para pesquisa de ligação à actina, regulação da contração muscular e estabilização do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Tropomiosina 1
Observações/Apelido	CMH3; TMSA; CMD1Y; LVNC9; C15orf13; HEL-S-265; HTM-alfa; Tropomiosina 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7168
ID do Gene	7168
Imunógeno	Peptídeo Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 185-284 da Tropomiosina 1 humana (P09493).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P09493
Peso Proteico	33 kDa
Envio	Saco de gelo