

Anticorpo Monoclonal Anti-Troponin I1/Tni1 Para Wb, Elisa - P19237

Número do item: CM0007880

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que visa a Troponin I1 (músculo esquelético lento) humana para WB e ELISA. Reage cruzadamente com rato. Adequado para pesquisa de músculo esquelético e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Troponin I1/Tni1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TNN1; SSTNI; Troponin I1/Tni1
Espécie	Humano
GeneID	7135
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-187 da Troponin I1/Tni1 humana (P19237)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P19237
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo