


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Troponina I2 (Tnni2) Para Wb, If-P, Elisa - P48788

Número do item: CM0008829



introdução

A CamelBio oferece anticorpo monoclonal de coelho Troponina I2 (TNNI2) validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta troponina I de músculo esquelético rápido humano, de rato e de camundongo. 21 kDa. Ideal para pesquisa de contração muscular e miopatia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Troponina I2 (TNNI2)
Observações/Apelido	DA2B, FSSV, DA2B1, fsTnI, AMCD2B, Troponina I2 (TNNI2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7136
GeneID	7136
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 83-182 da Troponina I2 (TNNI2) humana (P48788)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P48788
Peso Proteico	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo