

## Anti-Troponin I2 (Tnni2) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - P48788

Número do item: CM0025050



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Troponina I2 humana (TNNI2), produzido contra o fragmento N-terminal 1-100 aa. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato, auxiliando estudos de regulação da contração muscular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Troponin I2 (TNNI2) pAb de Coelho                                                                                                      |
| Observações/Apelido | DA2B; FSSV; DA2B1; fsTnl; AMCD2B; Troponin I2 (TNNI2)                                                                                  |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                 |
| ID do Gene (Humano) | 7136                                                                                                                                   |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da Troponin I2 humana (TNNI2) (NP_003273.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                 |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                                       |
| SWISS               | P48788                                                                                                                                 |
| Peso da Proteína    | 21kDa                                                                                                                                  |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                          |