

Anticorpo Policlonal Anti-Trove2/Ssa2 Para Wb E Elisa - P10155

Número do item: CM0031034

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TROVE2/SSA2 (autoantígeno Ro60), validado para WB e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisa em doenças autoimunes e biologia do RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TROVE2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SSA2; RORNP; TROVE2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6738
GeneID	6738
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do TROVE2 humano (NP_004591.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10155
Peso Molecular da Proteína	61kDa
Envio	Em saco de gelo