

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Troy/Tnfrsf19 Para Wb E Elisa - Q9Ns68

Número do item: CM0002139

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-TROY/TNFRSF19 validado para Western blot e ELISA. Reage com a proteína TROY humana, de camundongo e de rato (~46 kDa). Ideal para pesquisas sobre apoptose e sinalização de NF-kappa-B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TROY/TNFRSF19 Rabbit mAb
Observações/Alias	TAJ; TROY; TRADE; TAJ-alpha; TROY/TNFRSF19
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	55504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-200 da TROY/TNFRSF19 humana (Q9NS68)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NS68
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo