

Anti-Trpa1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O75762

Número do item: CM0028021



introdução

O pAb de Coelho TRPA1 é um anticorpo policlonal que visa o TRPA1 humano, adequado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para pesquisa de dor e transdução sensorial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FEPS; p120; FEPS1; ANKTM1; TRPA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8989
GeneID	8989
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 900-1000 do TRPA1 humano (NP_015628.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75762
Peso da Proteína	128 kDa
Envio	Saco de gelo