


## Anticorpo Policlonal Anti-Trpc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48995

Número do item: CM0013687



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TRPC1 validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com o TRPC1 humano e de camundongo, um canal de cálcio ativado por receptor. Ideal para pesquisa em canais iônicos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | TRPC1 Rabbit pAb                                                                                                      |
| Observações/Alias   | TRP1; HTRP-1; TRPC1                                                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 7220                                                                                                                  |
| GeneID              | 7220                                                                                                                  |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do TRPC1 humano (NP_001238774.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                    |
| SWISS               | P48995                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 91kDa                                                                                                                 |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                         |