


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trpc1 Para Wb, Elisa - P48995

Número do item: CM0008349



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TRPC1 validado para Western blot e ELISA. Detecta TRPC1 humano, de camundongo e de rato (~88/91 kDa). Ideal para estudos de canais iônicos e sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPC1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	TRP1; HTRP-1; TRPC1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7220
ID do Gene	7220
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do TRPC1 humano (P48995)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48995
Peso Proteico	88kDa/91kDa
Envio	Bolsa de gelo