


Anticorpo Policlonais Anti-Trpc3 Para Wb, Elisa - Q13507

Número do item: CM0028605



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRPC3 humano (TRP3, SCA41) validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. O alvo é um canal de cálcio envolvido na sinalização neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPC3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	TRP3, SCA41, TRPC3
Espécie	Humano
GeneID	7222
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 500-600 do TRPC3 humano (NP_001124170.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13507
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Bolsa de gelo