


Anticorpo Policlonais Anti-Trpc4 Para Wb & Elisa - Q9Ubn4

Número do item: CM0027104



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TRPC4 humano. Validado para WB e ELISA, reage com amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisa de canais de cálcio e células endoteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPC4 Rabbit pAb
Observações/Alias	TRP4; HTRP4; HTRP-4; TRPC4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7223
GeneID	7223
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 768-977 do TRPC4 humano (NP_057263.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UBN4
Peso Proteico	112kDa
Envio	Bolsa de gelo