


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trpc5 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI62

Número do item: CM0013734



introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade contra TRPC5 humano, validado para Western blot (WB), imunofluorescência (IF/ICC) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar canais de cálcio e função neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPC5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TRP5; PPP1R159; TRPC5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7224
GeneID	7224
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 800-900 do TRPC5 humano (NP_036603.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UL62
Peso Proteico	111kDa
Envio	Saco de gelo