


Anticorpo Policlonal Anti-Trpc6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y210

Número do item: CM0030032



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TRPC6 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Alvo um canal catiônico permeável ao cálcio crucial para sinalização acoplada a Gq e homeostase de podócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TRPC6 Coelho pAb
Observações/Apelido	TRP6; FSGS2; TRPC6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7225
GeneID	7225
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 466-565 do TRPC6 humano (NP_004612.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y210
Peso da Proteína	106 kDa
Envio	Saco de Gelo