


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Trpm2 Para Wb, If-P, Elisa - 094759

Número do item: CM0025537



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TRPM2 de alta qualidade validado para western blotting (WB), imunofluorescência (IF-P) e ELISA. Reage cruzadamente com TRPM2 de camundongo e rato. Adequado para estudos de canais iônicos, estresse oxidativo e sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TRPM2 Rabbit pAb
Observações/Alias	KNP3; EREG1; TRPC7; LTRPC2; NUDT9H; LTrpC-2; NUDT9L1; TRPM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7226
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1204-1503 do TRPM2 humano (NP_003298.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	094759
Peso Proteico	171kDa
Envio	Bolsa de gelo