


Anticorpo Monoclonal Anti-Trpm4 Para Wb E Elisa - Q8Td43

Número do item: CM0008700



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TRPM4 humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudar a função do canal catiônico ativado por cálcio em pesquisas cardiovasculares, neuronais e imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPM4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54795
ID do Gene	54795
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1097-1214 do TRPM4 humano (NP_060106.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TD43
Peso Proteico	134kDa
Envio	Saco de gelo