


Anticorpo Policlonal Anti-Trpm4 Para Wb, Elisa - Q8Td43

Número do item: CM0015822



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TRPM4 validado para Western blot e ELISA. Reconhece TRPM4 humano, de camundongo e de rato, um canal de cátions ativado por cálcio envolvido na função cardíaca e imunológica. Adequado para pesquisa de canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPM4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4; TRPM4
Espécie	Humano
ID do Gene	54795
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do TRPM4 humano (NP_060106.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TD43
Peso Proteico	134kDa
Envio	Saco de gelo