


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Trpm8 Para Wb, Elisa - Q7Z2W7

Número do item: CM0008943



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra TRPM8 humano (Q7Z2W7). Validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de canais iônicos sensíveis ao frio em câncer de próstata e outros tumores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho TRPM8
Observações/Apelido	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79054
ID do Gene	79054
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 900-1000 do TRPM8 humano (Q7Z2W7).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q7Z2W7
Peso Molecular da Proteína	128kDa
Transporte	Em saco de gelo