


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Trpm8 Para Wb, Elisa - Q7Z2W7

Número do item: CM0029724



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho TRPM8 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta TRPM8 humano, um canal iônico sensor de frio implicado na termossensação e no câncer de próstata. Ideal para pesquisa e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPM8 Coelho pAb
Observações/Apêndice	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79054
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 980-1104 do TRPM8 humano (NP_076985.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q7Z2W7
Peso Proteico	128kDa
Envio	Em saco de gelo