


Anti-Trpm8 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q7Z2W7

Número do item: CM0016752



introdução

O TRPM8 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal gerado em coelho contra uma proteína recombinante do TRPM8 humano. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com TRPM8 humano e de camundongo (128 kDa). Ideal para pesquisa de detecção de frio e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TRPM8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79054
GeneID	79054
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 880-960 do TRPM8 humano (NP_076985.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7Z2W7
Peso da Proteína	128kDa
Envio	Saco de gelo